HSCCC レポート No. 1

「ゴマ油不けん化物からのセサミン及びセサモリンの単離精製」

【単離精製品】

◆セサミン (HPLC; 99%以上) ◆セサモリン (HPLC; 99%以上)

【HSCCC 条件】

◆二相溶媒: Hexane/ethyl acetate/methanol/water (7/3/7/3, v/v/v/v)


◆移動相:下層


◆流速: 2.0 mL/min ◆回転速度: 1000 rpm

◆保持率:85%

◆注入量: 0.5 g(ゴマ油不けん化物: 0.8 μm フィルターろ過)/1 mL

注意点:ゴマ油不けん化物は不溶性夾雑物が多いため、ろ過を行う必要がある。また、セサミン及びセサモリンの含有率が少ないため(3%以下)、単離効率が良くない。





HPLC クロマトグラム (a; Fraction A, sesamin, b; Fraction B, sesamolin)

参考資料: Takahashi et al. J. Sep. Sci. 39, 3898-3905 (2016)